



Nepripadá Vám niekedy reverzná fáza
pre Vašu HPLC metódu nevhodná?

Skúste sa pozrieť okolo,
riešenie je možno len pár
desiatok kilometrov od Vás.

That's what's in it for you. Merck Chemicals

HPLC kolóny ZIC-HILIC sú špeciálne určené pre separáciu zmesi polárnych a hydrofilných látok. Vďaka svojim vlastnostiam majú uplatnenie najmä pri analýze **aminokyselín a peptidov – cukrov a karboxylových kyselín – nukleotidov a oligonukleotidov – anorganických iónov – a mnohých ďalších látok.**

Kolóny sa dodávajú v rôznych veľkostiach a v dvoch formách – na báze silikagélu a na báze polyméru (SDVB)

www.mercksequant.com <http://mecomm.merck.sk>

